


Anticorpo Policlonale Anti-Pno1 Per Wb, Elisa - Q9Nrx1

Numero articolo: CM0022410



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PNO1 umano, una proteina nucleolare legante l'RNA coinvolta nella biogenesi dei ribosomi. Validato per applicazioni di Western blot ed ELISA, con reattività crociata verso campioni umani e di ratto. Ideale per la ricerca sui ribosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PNO1 Rabbit pAb
Note/Alias	RRP20; KHRBP1; PNO1
Specie	Umano
GeneID (umano)	56902
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-252 di PNO1 umano (NP_064528.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, ratto
SWISS	Q9NRX1
Peso della proteina	28 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante