

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pnpo Per Wb - Q9Nvs9

Numero articolo: CM0020035



introduzione

Questo anticorpo anti-PNPO è validato per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Utilizzabile per la ricerca sul metabolismo della vitamina B6.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del prodotto	PNPO pAb di coniglio
Note/alias	PDXPO; HEL-S-302; PNPO
Specie	Umano
GeneID (umano)	55163
GeneID	55163
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-261 della PNPO umana (NP_060599.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9NVS9
Peso della proteina	30 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante