

Anticorpo Policlonale Anti-Poc1A Per Wb, Elisa - Q8Nbt0

Numero articolo: CM0029499

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-POC1A per WB e ELISA; reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Bersaglia la proteina centrolare POC1A coinvolta nell'assemblaggio dei centrioli e nella ciliogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	POC1A Rabbit pAb
Note/Alias	PIX2; SOFT; WDR51A; POC1A
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	25886
GeneID	25886
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 138-407 della POC1A umana (NP_056241.3))
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8NBT0
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio