

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Podoplanina Per Wb, Elisa - Q86YI7

Numero articolo: CM0005206



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit anti-Podoplanina (UniProt Q86YL7) per WB e ELISA. Rileva Podoplanina di origine umana, murina e ratto. Utile negli studi su cancro, migrazione cellulare e adesione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	Podoplanina Rabbit mAb
Note/Alias	T1A; GP36; GP40; Gp38; OTS8; T1A2; T11A; D2-40; T1A-2; AGGRUS; HT1A-1; PA2.26; Podoplanin
Specie	Umana
GeneID (umano)	10630
GeneID	10630
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 63-162 della Podoplanina umana (Q86YL7).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q86YL7
Peso proteico	17 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio