

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Podoplanina Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q62011

Numero articolo: CM0011384



introduzione

Validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA, questo anticorpo monoclonale di coniglio riconosce la Podoplanina murina (Gp38/T1alpha). Ideale per studi sullo sviluppo linfatico, sulle metastasi tumorali e sulla migrazione cellulare. Specifico per il topo, ~18 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Podoplanina
Note/Alias	E11; T1a; Gp38; OTS-8; T1alpha; RANDAM-2; T1-alpha
Specie	Topo
GeneID (umano)	10630
GeneID	14726
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-133 della Podoplanina murina (NP_034359.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q62011
Peso della proteina	18 kDa
Spedizione	Confezione refrigerata con ghiaccio