

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Contro Podoplanina Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q86YI7

Numero articolo: CM0021869



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Podoplanina (Aggrus/Gp36) convalidato per WB, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studiare la migrazione cellulare, lo sviluppo linfatico e la biologia dei tumori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Podoplanina Rabbit pAb
Note/Sinonimi	T1A; GP36; GP40; Gp38; OTS8; T1A2; T11A; D2-40; T1A-2; AGGRUS; HT1A-1; PA2.26; Podoplanina
Specie	Uomo
GeneID (umano)	10630
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 99-199 della Podoplanina umana (NP_006465.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q86YL7
Peso proteico	17 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio