

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Podoplanina Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q86YI7

Numero articolo: CM0013473



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Podoplanina umana (PDPN, Aggrus, GP36), validato in WB, IHC-P, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Per la ricerca sulla migrazione tumorale, sul sistema linfatico e sulle piastrine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-Podoplanina
Note/Alias	T1A; GP36; GP40; Gp38; OTS8; T1A2; T11A; D2-40; T1A-2; AGGRUS; HT1A-1; PA2.26; Podoplanina
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10630
ID Gene	10630
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-131 della Podoplanina umana (NP_006465.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q86YL7
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio