

## Anticorpo Monoclonale Coniugato Rabbit Anti-Podxl Per Wb, Ihc-P, Elisa - O00592

Numero articolo: CM0009218

### introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio contro PODXL umano, validato per Western blot, immunostochimica (paraffina) ed ELISA. Adatto per studiare l'adesione cellulare, la biologia dei podociti e la progressione del cancro. Reagisce in modo incrociato con l'umano.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | PODXL Rabbit mAb                                                                                                          |
| Note/Alias            | PC; PDX; PCLP; Gp200; gp135; PCLP-1; PODXL1; PODXL                                                                        |
| Specie                | Umano                                                                                                                     |
| GeneID (Umano)        | 5420                                                                                                                      |
| GeneID                | 5420                                                                                                                      |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-479 di PODXL umano (O00592). |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                  |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                     |
| Applicazione          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                          |
| Reattività Incrociata | Umano                                                                                                                     |
| SWISS                 | O00592                                                                                                                    |
| Peso Proteico         | 59kDa                                                                                                                     |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                                                                                                         |