


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pof1B Per Wb, Elisa - Q8Wvv4

Numero articolo: CM0023251



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio POF1B validato per WB e ELISA, reattivo a umano e ratto. Adatto per la ricerca sull'organizzazione del monostrato epiteliale e sullo sviluppo ovarico. SWISS: Q8WVV4.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	POF1B Rabbit pAb
Note/Alias	POF; POF2B; POF1B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	79983
GeneID	79983
Immunogeno	Proteina ricombinante, proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 330-560 del POF1B umano (NP_079197.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q8WVV4
Peso proteico	68kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio