

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pofut2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2G5

Numero articolo: CM0017757



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro POFUT2 (FUT13) umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Ideale per lo studio della O-fucosilazione delle proteine contenenti TSR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	POFUT2 pAb coniglio
Note/Alias	FUT13; C21orf80; POFUT2
Specie	Umano
GeneID	23275
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 240-370 di POFUT2 umano (NP_056042.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9Y2G5
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio