

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Poglut1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nbl1

Numero articolo: CM0022848



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega a POGLUT1 umano (Rumi, CLP46), validato in WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Ideale per studi sulla segnalazione Notch, glicosilazione e sviluppo muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome del prodotto	POGLUT1 pAb coniglio
Note/Alias	Rumi; CLP46; MDSRP; C3orf9; KTELC1; LGMD2Z; MDS010; hCLP46; KDELCL1; LGMDR21; POGLUT1
Specie	Umano
Gene ID	56983
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 160-280 di POGLUT1 umano (NP_689518.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q8NBL1
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio