

Anticorpo Monoclonale Anti-Pold1 Per Wb, Elisa - P28340

Numero articolo: CM0009732



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che riconosce la subunità catalitica della DNA polimerasi delta umana (POLD1), validato per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce in modo crociato con campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per studi sulla replicazione e riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb POLD1 Coniglio
Note/Alias	CDC2; MDPL; POLD; CRC510; POLD1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5424
GeneID	5424
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1000-1107 di POLD1 umano (P28340).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P28340
Peso Proteico	124kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio