


## Anticorpo Policlonale Anti-Pold2 Per Wb - P49005

Numero articolo: CM0030808



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-POLD2 convalidato per WB e ELISA, che rileva POLD2 umano (subunità 2 della DNA polimerasi delta) con reattività crociata verso topo e ratto; ampiamente utilizzato nella ricerca sulla replicazione e riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | POLD2 Rabbit pAb                                                                                                                                     |
| Annotazioni/Alias   | POLD2                                                                                                                                                |
| Specie              | Umano                                                                                                                                                |
| GeneID (Umano)      | 5425                                                                                                                                                 |
| GeneID              | 5425                                                                                                                                                 |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-360 del POLD2 umano (NP_006221.2) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                             |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                                |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                                            |
| Reattività crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                                                   |
| SWISS               | P49005                                                                                                                                               |
| Peso proteico       | 51kDa                                                                                                                                                |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                                                |