


Anticorpo Policlonale Anti-Pold3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15054

Numero articolo: CM0026845



introduzione

POLD3 Rabbit pAb, un anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la subunità 3 della DNA polimerasi delta per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; adatto per campioni umani e murini. Uso nella ricerca sulla replicazione e riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	POLD3 Rabbit pAb
Note/Alias	P66; P68; PPP1R128; POLD3
Specie	Umano
GenelD (Umano)	10714
GenelD	10714
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 197-466 della POLD3 umana (NP_006582.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q15054
Peso proteico	51 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio