

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pole2 Per Wb E Elisa - P56282

Numero articolo: CM0017443



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-POLE2 convalidato per Western blot e ELISA; reagisce con esseri umani e topi. La subunità 2 della DNA polimerasi epsilon è coinvolta nella replicazione e riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	POLE2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	DPE2; POLE2
Specie	Umana
GenelD (Umana)	5427
GenelD	5427
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	P56282
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio