

Anticorpo Policlonale Anti-Pole4 Per Wb, Elisa - Q9Nr33

Numero articolo: CM0026901

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a POLE4 umano (p12), una subunità accessoria della DNA polimerasi epsilon. Validato in WB e ELISA, ideale per la ricerca sulla replicazione e riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	POLE4 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	p12; YHHQ1; POLE4
Specie	Umano
ID Gene	56655
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-117 di POLE4 umano (NP_063949.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	Q9NR33
Peso proteico	12kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio