

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pole4 Per Wb E Elisa - Q9Nr33

Numero articolo: CM0023859

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega a POLE4 umano, una subunità della DNA polimerasi epsilon coinvolta nella replicazione e riparazione del DNA. Validato per Western blot e ELISA; cross-reagisce con umano e topo. Ideale per studi sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	POLE4 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	POLE4; YHHQ1; p12; subunità 4 della DNA polimerasi epsilon
Specie	Umano
Gene ID	56655
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 di POLE4 umano (NP_063949.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9NR33
Peso proteico	12kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio