

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Polg2 - Q9Uhn1

Numero articolo: CM0027994



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-POLG2 di alta qualità convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Specifico per POLG2 (Q9UHN1) umano, murino e ratto, subunità accessoria della DNA polimerasi mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	POLG2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	HP55; POLB; PEOA4; POLGB; MTPOLB; MTDPS16; MTDPS16A; MTDPS16B; POLG-BETA; POLG2
Specie	Umano
GeneID (umano)	11232
GeneID	11232
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 216-485 di POLG2 umano (NP_009146.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9UHN1
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio