


Anticorpo Policlonale Anti-POLL Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q9Ugp5

Numero articolo: CM0030455



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la DNA polimerasi lambda umana (POLL), validato per WB ed ELISA, reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca nelle vie di riparazione del DNA, inclusa la riparazione per escissione di basi e la giunzione di estremità non omologa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio POLL
Note/Alias	BETAN; POLKAPPA; POLL
Specie	Umano
GeneID (Umano)	27343
GeneID	27343
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 421-575 di POLL umano (NP_037406.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UGP5
Peso Proteico	63kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio