


Anticorpo Policlonale Anti-Polr1B Per Wb, Elisa - Q9H9Y6

Numero articolo: CM0018514



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro POLR1B (RPA135), una subunità core dell'RNA polimerasi I. Validato per WB ed ELISA, reagisce in modo incrociato con Umano e Topo. Ideale per studi sulla trascrizione nucleolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	POLR1B Rabbit pAb
Note/Alias	A135; RPA2; TCS4; RPA135; Rpo1-2; POLR1B
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	84172
ID Gene	84172
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 670-900 di POLR1B umano (NP_061887.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9H9Y6
Peso Proteico	128kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio