


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Polr1C Per Wb E Elisa - O15160

Numero articolo: CM0014088



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia POLR1C (RPAC1) umana, validato per Western blot e ELISA. Fondamentale per lo studio della trascrizione di RNA polimerasi I/III, della funzione nucleolare e delle vie correlate alla leucodistrofia. - O15160

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	POLR1C Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	AC40; RPA5; TCS3; HLD11; RPA39; RPA40; RPAC1; RPC40; POLR1C
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	9533
GeneID	9533
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di POLR1C umana (NP_976035.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	O15160
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio