


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Polr1E Per Wb, Ip, Elisa - Q9Gzs1

Numero articolo: CM0013738



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro POLR1E (PAF53/RPA49), una subunità di Pol I vitale per la trascrizione dell'rRNA. Validato in WB, IP, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca nucleolare e sulla trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	POLR1E Rabbit pAb
Note/Alias	A49; PAF53; PRAF1; RPA49; POLR1E
Specie	Umano
GeneID (Umano)	64425
GeneID	64425
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-419 di POLR1E umano (NP_071935.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9GZS1
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio