


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Polr2A (N-Terminale) Per Wb, Ip, Chip, Elisa - P24928

Numero articolo: CM0002675



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-POLR2A (N-terminale) di alta qualità, validato per WB, IP, ChIP ed ELISA; reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla trascrizione dell'RNA polimerasi II.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio POLR2A (N-terminale)
Note/Alias	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpiLS; hsRPB1; hRPB220; POLR2A (N-terminale)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5430
GeneID	5430
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 550-650 di POLR2A umano NP_000928.1
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, ChIP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P24928
Peso Proteico	217 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio