


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Polr2A Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P24928

Numero articolo: CM0024670



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità che bersaglia POLR2A (RPB1) umano, la subunità catalitica della RNA polimerasi II. Validato per WB, IF/ICC, IP e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sui meccanismi di trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	POLR2A Rabbit pAb
Note / Alias	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RplILS; hsRPB1; hRPB220; POLR2A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5430
GeneID	5430
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di POLR2A umano (NP_000928.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P24928
Peso proteico	217 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio