


Anticorpo Policlonale Anti-Polr2B Per Wb, Ihc-P, Elisa - P30876

Numero articolo: CM0030289



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-POLR2B convalidato per applicazioni WB, IHC-P, ELISA. Riconosce POLR2B (134 kDa) umano, di topo e di ratto. Immunogeno ricombinante (aa 1-260). Essenziale per la ricerca sulla trascrizione della RNA polimerasi II e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	POLR2B Rabbit pAb
Note/Alias	RPB2, POL2RB, hRPB140, POLR2B
Specie	Umana
GeneID (umano)	5431
GeneID	5431
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di POLR2B umano (NP_000929.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P30876
Peso proteico	134kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio