

Anticorpo Policlonale Anti-Polr2D Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O15514

Numero articolo: CM0020060



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro POLR2D umano, una subunità fondamentale della RNA polimerasi II. Validato per WB, IF/ICC, IP, ELISA; reagisce anche con il topo. Ideale per la ricerca sulla trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	POLR2D Rabbit pAb
Note/Alias	RBP4; RPB4; RPB16; HSRBP4; HSRPB4; POLR2D
Specie	Uomo
ID del gene	5433
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-142 della POLR2D umana (NP_004796.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	O15514
Peso della proteina	16 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante