

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Polr2D Per Wb, Ihc-P, Elisa - O15514

Numero articolo: CM0007287



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro POLR2D umano (RPB4), validato per WB, IHC-P, ELISA. Strumento eccellente per lo studio del meccanismo di trascrizione della RNA polimerasi II. Prodotto destinato esclusivamente alla ricerca di CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-POLR2D
Note/Alias	RBP4; RPB4; RPB16; HSRBP4; HSRPB4; POLR2D
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	5433
GeneID	5433
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-142 della POLR2D umana (NP_004796.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O15514
Peso della proteina	16 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante