


Anticorpo Policlonale Anti-Polr2F Per Wb, Elisa - P61218

Numero articolo: CM0026636



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio rivolto a POLR2F (RPABC2), una subunità comune delle RNA polimerasi I, II e III. Convalidato per WB e ELISA, reattivo con campioni umani e di ratto. Ideale per studi sui meccanismi di trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	POLR2F Rabbit pAb
Note/Alias	RPB6; POLRF; RPC15; RPABC2; RPB14.4; HRBP14.4; RPABC14.4; POLR2F
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5435
GeneID	5435
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-127 di POLR2F umano (NP_068809.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Ratto
SWISS	P61218
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio