

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Polr2G Per Wb, Elisa - P62487

Numero articolo: CM0027110



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro la subunità RPB7 della RNA polimerasi II umana (POLR2G). Validato per Western blot (WB) ed ELISA; cross-reagisce con umano, topo e ratto. Adatto per studi sulla trascrizione e sulla RNA polimerasi II.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	POLR2G Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	RPB7; RPB19; hRPB19; hsRPB7; POLR2G
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5436
ID Gene	5436
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-172 di POLR2G umana (NP_002687.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P62487
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio