


Anticorpo Policlonale Anti-Polr2H Per Wb, Ip, Elisa - P52434

Numero articolo: CM0026295



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce POLR2H (RPB8/RPABC3), validato per WB, IP ed ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sull'RNA polimerasi e studi trascrizionali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome Prodotto	POLR2H Rabbit pAb
Note/Alias	RPB8; RPB17; RPABC3; POLR2H
Specie	Umano
ID Gene	5437
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-150 di POLR2H umano (NP_006223.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P52434
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio