


Anticorpo Policlonale Anti-Polr2H Per Wb, Ip, Elisa - P52434

Numero articolo: CM0015474



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la subunità RPABC3 (POLR2H) delle RNA polimerasi I, II e III DNA-dipendenti. Adatto per Western Blot, immunoprecipitazione ed ELISA su campioni umani e murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	POLR2H Rabbit pAb
Note/alias	RPB8; RPB17; RPABC3; POLR2H
Specie	Umano
GeneID (umano)	5437
GeneID	5437
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-150 della POLR2H umana (NP_006223.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	P52434
Peso della proteina	17 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio