


Anticorpo Policlonale Anti-Polr2J Da Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P52435

Numero articolo: CM0023481



introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio contro POLR2J (RPB11-a) umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Adatto per studi sulla trascrizione della RNA polimerasi II. Reagisce in modo crociato con il topo; localizzazione nucleare ed espressione ubiquitaria con livelli elevati nel cuore e nel muscolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	POLR2J Rabbit pAb
Note / Alias	RPB11; RPB11A; RPB11m; hRPB14; POLR2J1; POLR2J
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5439
GeneID	5439
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-117 di POLR2J umano (NP_006225.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P52435
Peso proteico	13kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio