


Anticorpo Policlonale Anti-Polr2L Per Wb, Ihc-P, Elisa - P62875

Numero articolo: CM0023763



introduzione

POLR2L pAb Coniglio, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con Umano, Mouse, Ratto. Bersaglia la subunità della RNA polimerasi RPABC5; ideale per studi sulla trascrizione e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	POLR2L pAb Coniglio
Note/Alias	RBP10; RPB10; RPABC5; RPB7.6; hRPB7.6; RPB10beta; POLR2L
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5441
ID Gene	5441
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-67 di POLR2L umano (NP_066951.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P62875
Peso Proteico	8kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio