

Anticorpo Policlonale Anti-Polr3C Per Wb, Elisa - Q9Bui4

Numero articolo: CM0017430



introduzione

POLR3C Rabbit pAb validato per WB ed ELISA. Reagisce con specie umana, murina e ratto. Targetizza la subunità RPC3 (RPC62) della RNA polimerasi III, un sensore del DNA e componente della trascrizione. Ideale per la ricerca sull'immunità innata e sulla trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	POLR3C Rabbit pAb
Note/Alias	C82; RPC3; RPC62; POLR3C
Specie	Umana
ID gene (umano)	10623
ID gene	10623
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 della POLR3C umana (NP_006459.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, topo, ratto
SWISS	Q9BUI4
Peso della proteina	61 kDa
Spedizione	Sacca refrigerante