


Anticorpo Policlonale Anti-Polr3F Per Wb Ed Elisa - Q9H1D9

Numero articolo: CM0017944



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro POLR3F umano (RPC6, RPC39), validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Rileva una banda a 36kDa, adatto per la ricerca sulla RNA polimerasi III e studi sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio anti-POLR3F
Note/Alias	C34; RPC6; RPC39; IMD101; POLR3F
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10621
GeneID	10621
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 di POLR3F umano (NP_006457.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H1D9
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio