


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Polr3K Per Wb, Elisa - Q9Y2Y1

Numero articolo: CM0028030



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro POLR3K umano, adatto per Western blot e ELISA. Rileva una subunità chiave della RNA polimerasi III coinvolta nella fedeltà della trascrizione e nel rilevamento immunitario innato.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	POLR3K Rabbit pAb
Note/Alias	C11, HLD21, My010, RPC10, RPC11, RPC12.5, C11-RNP3, POLR3K
Specie	Uomo
Gene ID	51728
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-108 di POLR3K umano (NP_057394.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q9Y2Y1
Peso proteico	12 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio