

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Polrmt Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O00411

Numero articolo: CM0022769



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-POLRMT validato per WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce con la RNA polimerasi mitocondriale umana e di ratto, consentendo studi sulla trascrizione e replicazione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	POLRMT Rabbit pAb
Note/Alias	APOLMT; MTRNAP; MTRPOL; COXPD55; h-mtRPOL; POLRMT
Specie	Umana
ID del gene (umano)	5442
ID del gene	5442
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 42-230 della POLRMT umana (NP_005026.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umana, ratto
SWISS	O00411
Peso della proteina	139 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio