

Anticorpo Policlonale Anti-Pomc Per Wb, If/Icc, Elisa - P01189

Numero articolo: CM0027594



introduzione

Anticorpo policlonale anti-POMC validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA su campioni umani, murini e di ratto. Bersaglia la proopiomelanocortina, un precursore degli ormoni ipofisari coinvolti nell'equilibrio energetico e nella risposta allo stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	POMC Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	LPH; MSH; NPP; POC; ACTH; CLIP; OBAIRH; POMC
Specie	Umano
Gene ID	5443
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 della POMC umana (NP_000930.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P01189
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio