


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pomgnt1 Per Wb, Elisa - Q8Wza1

Numero articolo: CM0030238



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro POMGNT1 umano (GnT I.2), validato per western blot e ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sulla glicosilazione O-mannosilica e gli studi sulle distroglicanopatie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	POMGNT1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	MEB; RP76; GNTI.2; LGMD2O; GnT I.2; LGMDR15; MGAT1.2; gnT-I.2; POMGNT1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	55624
Gene ID	55624
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 411-660 di POMGNT1 umano (NP_060209.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q8WZA1
Peso proteico	75kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio