

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pomgnt2 Per Wb E Elisa - Q8Nat1

Numero articolo: CM0017937



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira a POMGNT2 umano, validato per Western blot e ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Adatto per studiare la O-mannosilazione, la glicosilazione del distroglicano e i meccanismi della distrofia muscolare congenita.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	POMGNT2 Rabbit pAb
Note / Alias	AGO61; GTDC2; MDDGA8; MDDGC8; C3orf39; POMGNT2
Specie	Uomo
GeneID (umano)	84892
GeneID	84892
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 160-340 di POMGNT2 umano (NP_116195.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8NAT1
Peso molecolare della proteina	67kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio