

Anticorpo Policlonale Anti-Pomk Per Wb, Elisa - Q9H5K3

Numero articolo: CM0017507

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina O-mannosio chinasi (POMK), validato per WB ed ELISA; reattivo crociato con topo e ratto per la ricerca sulla distroglicanopatia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	POMK Rabbit pAb
Note/Alias	SGK196; MDDGA12; MDDGC12; POMK
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	84197
ID Gene	84197
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-350 della POMK umana (NP_115613.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9H5K3
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio