


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pomp Per Wb, Elisa - Q9Y244

Numero articolo: CM0029773



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la POMP umana, validato per Western blot e ELISA. Ideale per studi sulla maturazione del proteasoma, ricerca sulle chaperone e analisi della degradazione proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	POMP Rabbit pAb
Note/Alias	UMP1; PRAAS2; HSPC014; C13orf12; PNAS-110; POMP
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	51371
GeneID	51371
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-141 della POMP umana (NP_057016.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q9Y244
Peso proteico	16kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio