

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pomt1 Per Wb, Elisa - Q9Y6A1

Numero articolo: CM0017771

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro POMT1 umano (Proteina O-mannosil-transferasi 1). Validato per Western blot (WB) ed ELISA, cross-reagisce con umano e topo. Dimensione della banda prevista ~85kDa. Ideale per la ricerca sulla distroglicanopatia e sulla glicosilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	POMT1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	RT; LGMD2K; MDDGA1; MDDGB1; MDDGC1; LGMDR11; POMT1
Specie	Umano
Gene ID	10585
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 310-550 di POMT1 umano (NP_001070833.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q9Y6A1
Peso proteico	85kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio