


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Pon1 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P27169

Numero articolo: CM0009655



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la PON1 umana (Paraoxonasi/arilesterasi 1 sierica). Validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Rileva una proteina di 40 kDa (SWISS: P27169).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PON1 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	ESA; PON; MVCD5; PON1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5444
Immunogeno	Peptide sintetico: Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 50 e 150 della PON1 umana (P27169).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P27169
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio