


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pon1 Per Wb, Elisa - P27169

Numero articolo: CM0026336



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la paraossidasi/arilesterasi 1 sierica umana (PON1), validato per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studiare la detossificazione da organofosfati e le vie dell'aterosclerosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PON1 Rabbit pAb
Note/Alias	ESA; PON; MVCD5; PON1
Specie	Umana
GeneID (Umano)	5444
GeneID	5444
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-150 di PON1 umana (NP_000437.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P27169
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio