


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Pon1 Per Wb, Elisa - P27169

Numero articolo: CM0018182



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro PON1 (P27169) per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo, ratto. Ideale per studiare la funzione della paraoxonasi/arilesterasi 1 sierica nell'idrolisi degli organofosfati e nell'attività antiossidante associata alle HDL.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PON1 Rabbit pAb
Note/Alias	ESA; PON; MVCD5; PON1
Specie	Umana
Gene ID	5444
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 9-109 della PON1 umana (NP_000437.3)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P27169
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio