

Anticorpo Policlonale Anti-Pon2 Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q15165

Numero articolo: CM0022043

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PON2 umana (paraoxonasi sierica/arilesterasi 2), validato per WB ed ELISA. Mira a una proteina di membrana di 39 kDa coinvolta nell'attività antiossidante e nella prevenzione della perossidazione lipidica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PON2 Rabbit pAb
Note/Alias	PON2
Specie	Umano
GeneID	5445
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-210 di PON2 umana (NP_000296.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q15165
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio