

## Anticorpo Policlonale Anti-Pon3 Per Wb, Elisa - Q15166

Numero articolo: CM0019795

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per PON3 umano, validato per applicazioni WB ed ELISA. Ideale per studiare la funzione della siero paraossanasi/lattonasi 3 e l'idrolisi dei profarmaci statinici. Reagisce in modo incrociato con l'umano.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | PON3 Rabbit pAb                                                                                                                          |
| Note/Alias            | PON3                                                                                                                                     |
| Specie                | Umano                                                                                                                                    |
| ID Gene (Umano)       | 5446                                                                                                                                     |
| ID Gene               | 5446                                                                                                                                     |
| Immunogeno            | Peptide Sintetico   Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 250-350 di PON3 umano (NP_000931.1). |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                                 |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                                    |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                                |
| Reattività Incrociata | Umano                                                                                                                                    |
| SWISS                 | Q15166                                                                                                                                   |
| Peso Proteico         | 40kDa                                                                                                                                    |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                                       |