


Anticorpo Policlonale Anti-Pop4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - 095707

Numero articolo: CM0027410



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia POP4 (RPP29), una subunità della ribonucleasi P coinvolta nella maturazione degli tRNA. Validato per WB, IHC-P, ELISA in uomo, topo, ratto. Ideale per la ricerca sul processamento degli tRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	POP4 Rabbit pAb
Note / Alias	RPP29; POP4
Specie	Uomo
GeneID (umano)	10775
GeneID	10775
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 di POP4 umano (NP_006618.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	095707
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio