

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pop4 Per Wb, Elisa - 095707

Numero articolo: CM0016203



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-POP4 di alta qualità validato per WB e ELISA, diretto alla subunità p29 della ribonucleasi P umana e di ratto. Ideale per ricerche sulla processazione dei tRNA e sul nucleolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	POP4 Rabbit pAb
Note/Alias	RPP29; POP4
Specie	Umana
GeneID (Umana)	10775
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 di POP4 umana (NP_006618.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Ratto
SWISS	095707
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Ghiaccio secco